

</

Português
Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie®
Endurecimento Rápido
Endurecimento Normal
Introdução
O Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie® é um material de moldagem de dentes elastomérico com base numa química de vinil polisiloxano com cura adicional. O material Genie® é fornecido em cartuchos de 50 ml com 4 tipos de viscosidade (extra fina, fina, normal e espessa) e em frascos de 300 ml numa viscosidade tipo amálgama densa. Todas as viscosidades estão disponíveis no modo de Endurecimento Rápido (tempo total de endurecimento de 2 minutos e 10 segundos) e de Endurecimento Normal (4 minutos e 30 segundos). O Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie® apresenta uma excelente hidrofilicidade e características tixotrópicas ideais para qualquer técnica de moldagem.

Indicações de utilização

O Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie® destina-se a ser utilizado como material de moldagem de dentes. Destina-se também a ser utilizado com todas as técnicas de moldagem de dentes, incluindo as técnicas de moldagem bifásica, monofásica e dupla. As viscosidades do tipo fina e extra fina podem ser utilizadas para duplicar modelos em laboratório e o material de amálgama densa pode ser utilizado para criar índices e matrizes laboratoriais para o fabrico de restaurações temporárias.

Composição

O Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie® é um vinil polisiloxano com cura adicional. É fornecido com 2 pastas (base + catalisador) em cartuchos de 50 ml de mistura automática. O material de amálga-ma densa tem a mesma composição que os materiais em pasta e é fornecido em frascos de 300 ml.

Contra-indicações

Não utilize com materiais de moldagem em poliéter ou polissulfeto nem com materiais em silicone do tipo condensação. Não utilize como revestimento suave temporário em dentaduras.

Precauções

Utilize apenas como indicado. As loções e lubrificantes normalmente utilizados nas mãos e luvas irá interferir no endurecimento do silicone de adição, incluindo o Genie®. Tome as devidas precauções para evitar a contaminação do material Genie® com luvas de látex, vinil ou nitrilo cuja superfície tenha lubrificante em pó ou goma. Manuseie os fios retractores com pinças de algodão e evite tocar nos dentes preparados com luvas. Determinados tipos de agentes hemostáticos, incluindo o Superoxol, o sulfato de ferro e o cloreto de alumínio poderão interferir na reacção de endurecimento. Caso tenha qualquer tipo de dúvidas relativamente à possível interferência nesta reacção, efectue uma mistura de ensaio temporizada para se certificar da compatibilidade.

Vazamento do molde

O Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie® é totalmente compatível com todos os materiais dentários em gesso e epoxi. Para evitar a porosidade da superfície do molde, atrase o vazamento de gesso durante 30 minutos e o de materiais epóxicos durante 60 minutos. Os moldes Genie® podem ser cobreados ou prateados. O molde concluído pode ser armazenado durante 14 dias antes do vazamento sem qualquer perda de precisão.

Vida útil

O Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie® possui uma vida útil de 2.5 anos quando armazenado à temperatura ambiente (10-27°C). Não utilize após a data de validade indicada na embalagem.

Desinfecção

Recomendamos a utilização da nossa solução desinfectante de alto nível/esterilizante Sporox para desinfectar o Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie® podendo, contudo, utilizar qualquer tipo de solução ou spray desinfectante normal. Após a remoção da boca, lave o molde sob água fria. Para desinfectar, mergulhe o molde durante 30 minutos numa solução desinfectante. Enxágue minuciosamente e seque com jactos de ar.

Instruções de utilização
Cartucho
1) Coloque o cartucho pretendido na pistola de distribuição.
2) Retire a tampa protectora colorida do cartucho e deite-a fora.
3) Encoste o êmbolo ao cartucho.
4) Aperte o gatilho da pistola para provocar a saída de uma pequena porção de material do cartucho, certificando-se de que ambos os lados apresentam um fluxo uniforme. Deite fora o material que sair.
5) Coloque a ponta misturadora adequada no cartucho.
6) Aperte o gatilho da pistola para provocar a saída do material de moldagem. Descarte a primeira porção de material, do tamanho de uma ervilha, que sair da ponta misturadora.
7) Distribua como pretendir.

Amálgama densa

- Utilizando as colheres fornecidas, meça quantidades iguais de base e catalisador de cada frasco. Não se esqueça de repor a película protectora em plástico no catalisador para evitar a sua perda.
- Utilizando luvas em polietileno (sem pó nem lubrificante) ou as mãos nuas e limpas, amasse a amálgama até obter uma mistura suave e sem veios. Cuidado: a utilização de luvas com pó (principalmente as de látex) irá interferir com a reacção de endurecimento da amálgama Genie®.
- Utilize como pretendir.

Sugestões para a mistura do cartucho	
	Misturador necessário
Viscosidade extra fina	4,2 mm (amarelo), com ou sem ponta intra-oral
Viscosidade fina	4,2 mm (amarelo), com ou sem ponta intra-oral
Viscosidade normal	4,2 mm (amarelo), com ou sem ponta intra-oral <p><small>*Actual dealer pricing may vary.</small></p> ponta de 6,5 mm (verde)
Viscosidade espessa	ponta de 6,5 mm (verde)

O Material de Moldagem Ultra Hidrófilo Genie® foi concebido de modo a permitir a sua utilização com praticamente todas as técnicas de moldagem de dentes. A selecção da combinação correcta de viscosidade e moldeira é uma questão de preferência pessoal. O material Genie® é totalmente compatível com todos os materiais que compõem as moldeiras comuns. Para utilizar uma moldeira sem perfurações (ou seja, uma moldeira completa normal), é necessário utilizar o Adesivo de Moldeiras Genie®. Reunimos algumas das situações mais comuns de moldagem a seguir:

Situação: moldagem de toda a arcada

Moldeira: moldeira normal, moldeira de plástico ou metal pré-formada

Materiais recomendados: revestimento de viscosidade fina ou normal/moldeira de viscosidade normal ou espessa

Técnica: bifásica ou monofásica.

Detalhes: o material Genie® é ideal para uma técnica bifásica ou monofásica durante a realização de moldagens a toda a arcada. Se utilizar uma técnica bifásica normal, poderá utilizar o material de viscosidade fina ou normal como material do revestimento – a escolha depende exclusivamente das preferências pessoais – utilizando-se o material de viscosidade espessa na moldeira. Como alternativa, é possível utilizar o material de viscosidade normal como material do revestimento e da moldeira numa moldagem monofásica. Os materiais de moldagem Genie® funcionam impecavelmente em conjunto e podem ser combinados de qualquer modo que o utilizador pretenda.

Situação: moldagem parcial da arcada

Moldeira: moldeira normal, moldeira de plástico ou metal pré-formada

Materiais recomendados: revestimento de viscosidade fina ou normal/moldeira de viscosidade normal ou espessa.

Técnica: bifásica ou monofásica.

Detalhes: no caso de uma moldagem parcial da arcada, a técnica a utilizar é semelhante à da moldagem de toda a arcada, excepto no que respeita a selecção da moldeira. Tal como na moldagem de toda a arcada, as moldagens parciais da arcada podem ser efectuadas seguindo as técnicas bifásica ou monofásica.

Situação: moldagem das duas arcadas

Moldeira: moldeira de duas arcadas (ou seja uma "moldeira tripla")

Materiais recomendados: revestimento de viscosidade fina ou normal/moldeira de viscosidade normal ou espessa.

Técnica: bifásica ou monofásica.

Detalhes: a técnica de moldagem das duas arcadas é uma das mais utilizadas actualmente na dentisteria e o sistema Genie® é ideal para esta conhecida técnica. A técnica de arcada dupla é ideal para coroas de uma unidade e restaurações intra-coronais. Para garantir a rigidez da moldeira, recomendamos a utilização de material com viscosidade fina ou normal como revestimento e material de viscosidade espessa na moldeira. É possível utilizar uma técnica monofásica, caso tal seja pretendido pelo médico, utilizando exclusivamente o material Genie® de viscosidade normal.

Situação: dupla moldagem

Moldeira: moldeira em plástico ou metal pré-formada

Materiais recomendados: revestimento de viscosidade fina ou normal, material de moldeira em amálgama densa.

Técnica: a técnica de dupla moldagem é uma das técnicas melhor difundidas para a moldagem de coroas e pontes. Esta técnica implica a utilização de moldeiras pré-fabricadas em plástico ou metal. A Amálgama Densa Genie® é amassada e colocada na moldeira. A moldeira é introduzida na boca do paciente e aí permanece até endurecer. Após a remoção, a moldagem é minuciosamente lavada e seca. Os "resíduos" inter-dentais de material Genie® são seguentemente removidos utilizando uma broca em carboneto. Com a mesma broca, retire aproximadamente 1 a 2 mm de material à volta dos dentes preparados e uma menor quantidade nos dentes adjacentes aos preparados. Lave e seque novamente o molde minuciosamente. Isole os dentes preparados e aplique um material de revestimento de viscosidade extra fina ou fina nos dentes preparados e adjacentes. Volte a colocar o molde alterado e permita que o material do revestimento endureça. Um modo de utilização alternativo é a técnica de amálgama densa bifásica, na qual o material do revestimento é injectado à volta dos dentes preparados e a amálgama é utilizada na moldeira numa moldagem monofásica (o revestimento e a amálgama são sujeitos a uma cura em conjunto).

Italiano
Materiale per impronte ultraidrofilo Genie®
Indurimento rapido
Indurimento standard
Introduzione
Il Materiale per impronte ultraidrofilo Genie® è un materiale elastomerico per impronta dentale basato sulla polimerizzazione per addizione del polisilossano di vinile. Genie® è disponibile in cartucce da 50 ml in 4 viscosità [extra bassa (extra light), bassa (light), media (regular) e alta (heavy)] e in barattoli da 300 ml con viscosità putty (simile a mastice). Tutte le viscosità sono disponibili sia come Indurimento rapido (tempo totale di indurimento: 2 minuti e 10 secondi) sia come Indurimento standard (4 minuti e 30 secondi). Il Materiale per impronte ultraidrofilo Genie® presenta un'eccellente idrofilità e ideali caratteristiche tissotropiche per qualsiasi tecnica di impronta.

Indicazioni per l'uso

Il Materiale per impronte ultraidrofilo Genie® è indicato per l'uso come materiale per impronte dentali. Esso è utilizzabile con tutte le tecniche di impronte dentali, comprese la bifase, la monofase e quella a doppia impronta. Le viscosità bassa ed extrabassa possono essere utilizzate per duplicare i modelli in laboratorio, mentre il materiale putty può essere utilizzato per produrre indici di laboratorio e matrici per le restaurazioni temporanee.

Composizione

Il Materiale per impronte ultraidrofilo Genie® è un polisilossano di vinile polimerizzato per aggiunte. È fornito in 2 paste (base + catalizzatore) in cartucce da 50 ml automiscelanti. Il materiale putty presenta la stessa composizione dei materiali delle paste ed è fornito in barattoli da 300 ml.

Controindicazioni

Non utilizzare con materiali per impronte in polietere o poliosolfuro o materiali in silicone a condensazione. Non usare come temporaneo liner soffice per protesi dentarie.

Precauzioni

Utilizzare solo come indicato. Le lozioni e i lubrificanti comunemente utilizzati su mani e guanti inter-fेरiscono con l'indurimento dei siliconi per addizione, compreso il Genie®. Evitare con attenzione la conta-minazione del materiale Genie® con guanti in lattice, vinile o nitrile che presentano polvere o lubrificante di amido sulla superficie del guanto. Maneggiare i fili retrattori con le pinze in cotone ed evitare di toccare con i guanti i denti preparati. Alcuni tipi di agenti emostatici, compreso SuperoxyI, solfato ferrico e cloruro di alluminio, possono interferire con la reazione di indurimento. In caso di domande sulla possibile inter-ferenza con la reazione di indurimento, eseguire un test di miscelazione temporizzato per accertarsi della compatibilità.

Colata dell'impronta

Il Materiale per impronte ultraidrofilo Genie® è completamente compatibile con tutti i materiali di gesso ed epossì. Per evitare la porosità della superficie dello stampo, ritardare la colata dei materiali di gesso di 30 minuti e di epossì di 60 minuti. Le impronte Genie® possono essere rivestite di rame o di argento. L'impronta completata può essere conservata per 14 giorni prima della colata, senza perdita di accuratezza.

Emivita

Il Materiale per impronte ultraidrofilo Genie® ha un'emivita di 2.5 anni, se conservato a temperatura ambi-ente (10-27 °C / 50-80 °F). Non utilizzare dopo la data di scadenza contrassegnata sulla confezione.

Disinfezione

Per disinfettare il Materiale per impronte ultraidrofilo Genie®, si consiglia di utilizzare il nostro sterilizzante Sporox/soluzione disinfettante ad alto livello; in ogni caso si può usare qualsiasi soluzione standard o spray disinfettante. Dopo la rimozione dalla bocca, risciacquare l'impronta con acqua fredda. Per disinfettare, immergere l'impronta per 30 minuti nella soluzione disinfettante. Quindi risciacquare abbondantemente e asciugare.

Istruzione per l'uso
Cartuccia
1) Caricare la cartuccia desiderata nella pistola di erogazione.
2) Rimuovere il cappuccio protettivo colorato dalla cartuccia ed eliminarlo.
3) Posizionare lo stantuffo contro la cartuccia.
4) Premere il grilletto della pistola per far fuoriuscire una piccola quantità di materiale dalla cartuccia, assicurandosi che il flusso sia buono da entrambi i lati. Scartare il materiale fuoriuscito.
5) Applicare alla cartuccia la punta di miscelazione adeguata.
6) Premere il grilletto della pistola per far fuoriuscire il materiale per impronte Eliminare dalla punta di miscelazione la prima quantità di materiale, della dimensione di un pisello.
7) Erogare come desiderato.

Putty

- Misurare uguali quantità di base e di catalizzatore da ciascun barattolo con i dosatori forniti. Assicurarsi di riporre la pellicola di plastica protettiva sul barattolo del catalizzatore per evitarne la perdita.
- Con guanti in polietilene (senza polvere o lubrificante) o mani nude e pulite lavorare il materiale putty fino a ottenere una miscela omogenea e senza strie. Attenzione: i guanti con polvere (partico-larmente i guanti in lattice) interferiscono con la reazione di indurimento del materiale putty della Genie®.
- Utilizzare come desiderato.

Punte di miscelatura della cartuccia	
	Mixer richiesto
Viscosità extra bassa	4.2 mm (giallo), con o senza punta intraorale
Viscosità bassa	4.2 mm (giallo), con o senza punta intraorale
Viscosità media	4.2 mm (giallo), con o senza punta intraorale
	o
	punta da 6.5 mm (verde)
Viscosità alta	punta da 6.5 mm (verde)

Il Materiale per impronte ultraidrofilo Genie® è indicato potenzialmente per l'uso con tutte le tecniche di impronte dentali. La selezione della corretta viscosità e della combinazione del portaimpronta sono scelte individuali. Genie® è completamente compatibile con tutti i materiali del portaimpronta. Qualora si utilizzi un portaimpronta senza fori (ovvero un portaimpronta pieno), è necessario usare l'Adesivo per portaim-pronta Genie®. Di seguito abbiamo raccolto alcuni degli scenari di impronte più comuni:

Scenario: impronta full arch

Portaimpronta: portaimpronta su misura, in plastica o metallo.

Materiali consigliati: wash a viscosità bassa o media/portaimpronta a viscosità media o alta

Tecnica: sia bifase sia monofase.

Dettagli: quando si realizzano impronte full arch, Genie® è ideale sia per la tecnica bifase sia per quella monofase. Quando si utilizza una tecnica bifase standard, può essere usato sia il materiale a viscosità bassa sia quello a viscosità media, come anche il materiale wash – la scelta dipende dalle preferenze indi-viduali – con il materiale a viscosità alta utilizzato nel portaimpronta. In alternativa nell'impronta monofase il materiale a viscosità media può essere utilizzato sia come materiale wash sia come portaimpronta. I materiali per impronta Genie® agiscono integralmente e possono essere combinati in ogni modo in base alle richieste dell'utente.

Scenario: impronta partial arch

Portaimpronta: portaimpronta su misura, in plastica o metallo.

Materiali consigliati: wash a viscosità bassa o media /portaimpronta a viscosità media o alta

Tecnica: sia bifase sia monofase.

Dettagli: l'esecuzione di un'impronta partial arch è simile alla tecnica full arch a eccezione della selezione del portaimpronta. Come nel caso di un'impronta full arch, l'impronta partial arch può essere eseguita uti-lizzando sia la tecnica monofase sia la bifase.

Scenario: impronta dual arch

Portaimpronta: portaimpronta dual arch (ovvero "portaimpronta triplo")

Materiali consigliati: wash a viscosità bassa o media/portaimpronta a viscosità media o alta

Tecnica: sia bifase sia monofase.

Dettagli: la tecnica dell'impronta dual arch è una delle più utilizzate nell'odontoiatria moderna e il sistema Genie® è ideale per questa comune tecnica. La tecnica dual arch è ideale per corone a singola unità e restauiri intracoronal. Per assicurare la rigidità del portaimpronta, si consiglia di utilizzare materiale a vis-cosità bassa o media come il wash e il materiale ad alta viscosità nel portaimpronta. Se lo specialista preferisce, è possibile eseguire una tecnica monofase, usando solo il materiale a viscosità media Genie®.

Scenario: impronta doppia

Portaimpronta: portaimpronta preformato in plastica o metallo

Materiali consigliati: wash a viscosità extra bassa o bassa, materiale putty per il portaimpronta

Tecnica: la tecnica a doppia impronta è una delle migliori tecniche utilizzate per impronta della corona e del ponte. La tecnica richiede l'uso di un portaimpronta prefabbricato in plastica o metallo. Il putty Genie® è versato e posizionato nel portaimpronta, che è inserito nella bocca del paziente e lasciato indurire. Dopo la rimozione, lavare abbondantemente l'impronta e asciugarla. I tag interdentali di materiale Genie® sono poi rimossi, utilizzando un trapano con punta al carburo. Con lo stesso trapano, rimuovere circa 1-2 mm di materiale attorno ai denti preparati e una minor quantità sui denti adiacenti a quelli preparati. Lavare ancora abbondantemente e asciugare l'impronta. Isolare i denti preparati e applicare o il materiale wash a viscosità extra bassa o bassa alle preparazioni e ai denti adiacenti. Rifornizzare l'impronta modificata e lasciare indurire il materiale wash. Un utilizzo alternativo è una tecnica bifase con putty, dove il materiale wash è iniettato attorno ai denti preparati e il putty è utilizzato nel portaimpronta nell'impronta a fase sin-gola (wash e putty sono lasciati indurire insieme).

한국어
Genie
Ultra Hydrophilic Impression Material
Rapid set
Standard set
개요
Genie Ultra Hydrophilic Impression material은 vinyl Polysiloxane 을 베이스로한 탄성력이 있는 치과용 인상재이다. 50ml 카트리지에 4가지 정도 형태로 공급되며(extra light, light, regular, heavy), Putty는 300ml 용기로 공급된다. 모든 제품은 Rapid set(total setting time: 2분 15초) 과 Standard Set(total setting time : 4분 30초) 두가지 타입이 있다. 친수성 소재로 가변성이 좋아 어떤 덴탈 테크닉에도 사용이 용이하다.

사용

치과용 재료로 사용한다. Dual-phase, mono-phase, double impression technique등 모든 인상 테크닉에 사용 가능하다. Light와 extra light 제품은 기공소에서 복사용 인상을 둘 때 사용 가능하며, putty 는 임시 수복물의 기공주형이나 틀을 만들 때 사용한다.

구성

Genie Ultra Hydrophilic Impression material는 부가 중합 폴리실록산(addition-cured vinyl polysiloxane)제품이다. Base와 Catalyst 형태로 50ml 카트리지에 믹싱팁과 함께 공급된다. Putty는 동일한 구성으로, 300ml 용기에 공급된다.

금지 사항

Polyether, Polysulfide, condensation type silicone 제품과 사용하지 말 것. 덴처에 임시 소프트 라이너로 사용하지 말 것.

사용 상 주의 사항

다이렉트 용으로만 사용할 것. 윤활제나 로션 혹은 글러브는 실리콘 셋팅에 영향을 줄 수 있다. 제품의 오염을 피하기 위하여, 라텍스나 윤활제가 묻은 글러브 사용시 주의를 요함. 프랩된 치아표면을 글러브 깐 손으로 만지지 말 것. 코드(retraction cord)는 코트 플라이어를 사용한다. superoxol , ferric sulfate, aluminum chloride 등의 성분이 들어간 지혈제를 사용시, 셋팅에 영향을 줄 수 있다. 만약 셋팅반응에 대한 방해작용이 공급한다면, 사용 전 테스트를 해본다.

주형에 투입

Genie Ultra Hydrophilic Impression material은 모든 치과용 석고 및 에폭시 재료와 사용이 가능하다. 캐스팅시 표면에 기공이 생기는 것을 방지하기 위해, 석고는 30분 후, 에폭시 재료는 60분 후에 붓는다. 구리 및 은 도금이 가능하다. 완성된 인상은 14일 동안 보관이 가능하다.

Shelf-Life(유통기한)
실온(50~80°F/10~27°C)에서 2.5년. 유통기한이 지난 제품은 사용하지 마시오.

소득
Genie Ultra Hydrophilic Impression material 소득용으로 자사의 Sporox (high-level 살균소독제)를 사용할 것을 추천한다. 그러나 일반적인 살균제품이나 스프레이 제품을 사용해도 무방하다. 구강 내에서 제거한 후, 찬물로 헹군다. 살균을 위해 30분간 살균 약품에 담근후, 완전히 헹구고, 말린다.

-사 용 방 법-
Cartridge
1). Dispensing gun에 카트리지를 장착한다.
2). 카드리지 cap 을 제거한다.
3). 플런저를 카드리지에 잘 맞춘다.
4). 방아쇠를 잠이닫겨 카트리지의 내용물이 양쪽에서 고르게 나오는지 확인한다.
5). Mixing tip을 정확하게 장착한다.
6). 방아쇠를 당겨, 처음 나온 소량은 버리고, 원하는 만큼 짜내어 사용한다.

Putty

- 스폰을 사용해 base 와 catalyst 를 같은 양을 덜어낸다. Catalyst 사용 후에는 재료의 손실을 막기 위해 플라스틱 보호 필름을 반드시 달아준다.
- power free glove 혹은 깨끗한 손을 사용해서 부드러워 질 때까지 반죽한다. 완전히 섞이도록 반죽한다.

주의: 파우더 글러브(특히 라텍스 글러브)는 putty의 경화반응을 방해하므로 주의할 것.

Cartridge Mixing tips	
Mixing Required	
Extra light body	4.2mm(yellow)
Light body	4.2mm(yellow)
Regular body	4.2mm(yellow), or 6.5mm(green) tip
Heavy body	6.5mm(green)

Genie Ultra Hydrophilic Impression material은 모든 덴탈 이상 테크닉에 적합하도록 만들어졌다. 정확한 점도와 트레이 선택은 개인적인 선호도에 따른다. Genie는 모든 일반 트레이 재료와 같이 사용할 수 있다. 구멍이 없는 트레이를 사용할 때에는 Genie Tray Adhesive를 사용할 것을 권장한다. 사용 예는 하기와 같다.

적용 예: Full arch impression
Tray: 맞춤 트레이, 플라스틱 / 메탈 트레이
추천 재료: light 혹은 regular body wash / regular 혹은 heavy body tray
테크닉: 2단계 혹은 1단계
방법: Genie는 full arch 인상 시, 2단계 및 1단계 테크닉에 모두 적절하다. 기본 2단계 테크닉에 사용할 때에는 heavy body 와 함께 light body 나 regular body를 wash용 재료로 사용한다. 어떤 재료를 선택하느냐는 개인의 선호도에 따라 다르다. 1단계 인상 테크닉을 사용할 때에는 regular body를 wash 용과 트레이용으로 모두 사용할 수도 있다. Genie 재료들을 함께 사용할 경우 더욱 좋으며, 어떤 케이스에도 적합하다.

적용 예: Partial arch impression
Tray: 맞춤 트레이, 플라스틱 / 메탈 트레이
추천 재료: light 혹은 regular body wash / regular 혹은 heavy body tray
테크닉: 2단계 혹은 1단계
방법: Partial arch 인상제의 경우, tray 종류만 제외하고는, full arch 인상과 비슷하다. 2단계 혹은 1단계 인상 테크닉이 가능하다.

적용 예: Dual arch impression
Tray: Dual arch tray (triple- tray)
추천 재료: light 혹은 regular body wash / regular 혹은 heavy body tray
테크닉: 2단계 혹은 1단계
방법: Dual arch 인상은 가장 많이 사용하는 테크닉 중 하나이다. Genie는 Dual arch에 아주 적합한 재료이다. Dual arch 테크닉은 싱글 크라운과 인레이 수복 시 좋다. 정밀성을 위해, wash용으로 light body나 regular body를 사용하고, 트레이에는 heavy body 제품을 사용할 것을 권장한다. 1단계 인상을 원한다면, regular body의 Genie 제품을 사용할 수도 있다.

적용 예: Double impression
Tray: Dual arch tray (triple- tray)
추천 재료: Extra light 혹은 regular body wash / putty tray material
테크닉: Double 인상 테크닉은 크라운과 브리지 인상 시 가장 좋은 방법이다. 플라스틱 트레이나 메탈 트레이를 사용한다. Genie Putty를 반죽해서 트레이에 장착하고, 트레이를 환자 구강에 넣어 1차 인상을 뜬 후, 완전히 썰어서 말린다. Carbide bur를 이용하여, 치간 부위의 물리거기들을 제거한다. 같은 버로, 프랩된 치아와 주변 부위의 재료를 1~2mm 정도 제거 한다. 뒤에서 완전히 말린다. 프랩된 치아를 제외하고, 프랩부위와 주변치아에 extra light body나 light body를 wash용으로 도포한다. 다시 구강 안에 넣고, 경화 시킨다. 다른 사용 방법은 dual-phase putty 테크닉으로, 프랩한 치아 주변에 wash 재료를 도포하고, 트레이에는 putty를 사용하는 1단계 인상방법이다. (wash와 putty는 서로 중합되는 재료이다.)

华语
Genie 超强亲水印模材料
快速固化
标准固化
简介
Genie 超强亲水印模材料是一种加聚型乙烯基聚硅氧烷弹性牙科印模材料。Genie 印模材料使用 50ml 每筒供应，有 4 种稠度（特轻型、轻型、正常型和重型）；还有一种膏泥稠度，采用 300 ml 罐装。快速固化型（总固化时间 2 分 10 秒）和标准固化型（4 分 30 秒）材料都具有这些稠度的产品。对于所有印模方法，Genie 超强亲水印模材料都具有良好的亲水性和理想的触变特性。

适用范围

Genie 超强亲水印模材料适用于作为牙科印模材料。该材料设计用于所有牙科印模操作中，包括两次法、一次法和双印模法。轻型和特轻型稠度可用于实验室复制模型；膏泥材料可用于实验室制作临时性修复假牙用的压模和模床。

组成
Genie超强亲水印模材料是一种加聚型乙烯基聚硅氧烷材料。它以 2 份稠剂（基质+催化剂）方式提供，包装在 50ml 自动混合料筒中。膏泥材料和糊剂的成分相同，采用 300 ml 罐装包装。

不适用情况
不要与聚醚、聚硫化合物印模材料或缩聚型硅酮材料一同使用。不要在义齿基托中用作临时性软质衬垫。

注意事项
只能用作目标用途。通常用于手和手套的清洗液和润滑剂会影响加合物酮硅的固化，包括 Genie 产品。操作时应小心避免 Genie 材料被表面具有粉末或淀粉润滑剂的乳胶、乙烯或nitrile质手套污染。使用药棉镊子操作牙龈止血线，并且避免戴手套的手指接触已准备好的牙齿。某些类型的止血剂会影响固化反应，这类止血剂包括 Superoxol、硫酸铁和氯化铝。关于影响固化反应因素的疑问，请预先进行计时混合试验，以确保兼容性。

灌注牙模

Genie 超强亲水印模材料与所有牙科石膏和环氧材料兼容。在灌模时为了避免表面气泡，对于石膏，需延时 30 分钟后浇注；环氧材料延时 60 分钟浇注。Genie 印模可以镀铜或镀银。完成后的印模在浇注前可储存 14 天，精度不会变化。

保存期限
Genie 超强亲水印模材料的保存期限为 2.5 年（室温 50-80°F / 10-27°C）。不要使用已超过包装上所列有效期的过期产品。

消毒
建议使用我们的 Sporox 消毒剂／高阶消毒剂溶液对 Genie 超强亲水印模材料进行消毒，也可使用其它标准消毒溶液或喷雾剂。从口腔中取出后，在冷水下冲洗印模。在消毒溶液中浸泡印模 30 分钟，进行消毒。然后彻底冲洗并吹干。

使用说明
注射管装
1) 将所需注射管装入注射枪中；
2) 从注射管上取下彩色保护盖，并丢弃；
3) 将活塞对准注射管轻轻放置好；
4) 挤压注射枪的扳机，让少量材料从注射管中流出，确保两边流量均匀。丢弃流出的材料；
5) 将适当的混合头安装到注射管上；
6) 挤压注射枪扳机，挤出印模材料，丢弃混合头上最初豌豆大小的材料；
7) 按需要量注射印模材料。

膏泥调制
1) 使用提供的勺子从每个罐中各取等量的基质和催化剂，确定盖好催化剂罐的保护塑料薄膜，以防止催化剂损耗；
2) 使用聚乙烯手套(没有粉末或润滑剂)或洗干净的手揉捏膏泥材料，直到获得光滑且颜色一致的材料；注意：有粉手套（特别是乳胶手套）会影响 Genie 膏泥材料的固化反应。
3) 按需量使用印模材料。